


販売開始キャンペーン



プロテオミクス



細胞学

キャンペーン特別価格
2019.11.5~2020.3.31

Abbkine(アブカイン)全製品

40% OFF !!!

- ELISA (96T): ¥ 69,000~ → ¥ 41,400~
- 抗体 (30 μ L): ¥ 24,000~ → ¥ 14,400~
- その他製品多数

豊富な製品群

- ELISA キット: 7,185種
Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Chicken, Rabbit, Bovine, Canine, Sheep, Fish
- 抗体: 11,569種
1次抗体、 α -デッキングコントロール抗体、Tag抗体、標識2次抗体
- 細胞アッセイキット: 48種
細胞計数、細胞毒性、老化、アポトーシス、代謝解析、細胞小器官染色
- タンパク質精製ツール: 44種
抗体、Tagコンジュゲートタンパク質精製ツール
- サイトカイン、成長因子: 79種
低エンドトキシン、高純度、生理活性確認済タンパク質
- トレーサー試薬: 85種
イオン、pH、細胞器官トレース蛍光色素




Hot Item!

TraKine™ PRO Cell Staining Kits

細胞小器官蛍光染色キット


- リビングセルイメージング、各種蛍光プラットフォーム対応
- 超高解像度。超解像顕微鏡解析対応

ミトコンドリア染色キット(A社)





TraKine™ Pro MitoRed™ (Abbkinе)

The time-lapse pictures above are obtained by SIM imaging in live U2OS cells. Compared with competitor (company A), TraKine™ series show better performance, especially suitable for tracking the dynamics of live cells.



TraKine™ Pro LysRed™ (Abbkinе)



リソソーム染色キット (A社)

SIM images of lysosomes in live U2OS cells are stained with TraKine™ Pro LysRed™ and competitor (company A). The competitor shows an uneven background in the perinuclear region, making the SIM images too blurry to recognize the shapes of lysosomes.

Product Name	Target	Cat. No.	Ex/Em (nm)	Application	Size
TraKine™ Pro Live-cell Tubulin Staining kit (Green Fluorescence with Super Resolution)	Tubulin	KTC4100	500/520	Live cells	50/250/1000T
TraKine™ Pro Live-cell Tubulin Staining kit (Deep Red Fluorescence with Super Resolution)	Tubulin	KTC4110	650/665	Live cells	50/250/1000T
TraKine™ Pro Live-cell Lysosome Staining kit (Green Fluorescence with Super Resolution)	Lysosome	KTC4200	494/517	Live and fixed cells	50/250/1000T
TraKine™ Pro Live-cell Lysosome Staining kit (Deep Red Fluorescence with Super Resolution)	Lysosome	KTC4210	650/665	Live and fixed cells	50/250/1000T
TraKine™ Pro Live-cell Mitochondrion Staining kit (Deep Red Fluorescence with Super Resolution)	Mitochondrion	KTC4300	647/661	Live and fixed cells	50/250/1000T
TraKine™ Pro Live-cell Nuclei Staining kit (Green Fluorescence with Super Resolution)	Nuclei	KTC4500	494/517	Live and fixed cells	50/250/1000T
TraKine™ Pro Live-cell Nuclei Staining kit (Deep Red Fluorescence with Super Resolution)	Nuclei	KTC4510	650/665	Live and fixed cells	50/250/1000T

TraKine™ Pro Live-cell Staining kit シリーズ、50T 希望小売価格: ¥ 39,000~ → キャンペーン価格: ¥23,400~

販売元

販売店

 ノベルサイエンス株式会社
NOVEL SCIENCE Co.,Ltd.

〒210-0006 川崎市川崎区砂子一丁目10番2号
ソシオ砂子ビル903号室

TEL (044) 221-3611 FAX (044) 221-3615